


SUERO SALINO FISIOLÓGICO



NÚMERO DE REGISTRO Q-7503-029

Reconstituyente electrolítico

Solución estéril



FÓRMULA:

Cada 100 ml Contiene:

Cloruro de sodio químicamente puro	0.85 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

ESPECIES:

Bovinos productores de carne y productores de leche, equinos, , ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos



DESCRIPCIÓN E INDICACIONES:

Solución para ser empleada como diluyente de productos biológicos, antibióticos y medicamentos que así lo requieren. De igual manera puede ser administrado para fluidoterapia.

PRESENTACIÓN:

500 y 1000 ml

DOSIS:

De acuerdo con el estado hidroeléctrico, edad y peso corporal del animal. el tiempo y la frecuencia de la fluidoterapia dependerán del criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral o parenteral (Inyección subcutánea, intramuscular e intravenosa)

ADVERTENCIAS:

No utilizar la solución si está turbia o el sello de garantía ha sido violado.

No se deje al alcance de los niños ni de los animales domésticos

Mantenga el producto en un lugar seco y fresco y protegido de la luz directa.

Para uso exclusivo veterinario.

Consulte al médico Veterinario

Para uso exclusivo del Médico Veterinario



SALUD Y BIENESTAR ANIMAL, S.A. DE C.V.

📍 Anaxágoras 1408, Santa Cruz Atoyac, CP. 03310, CDMX

☎ (55)8590.7348 al 51

✉ syba1@prodigy.net.mx